



QUARTAMON MED Płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni 2000ml - SCHULKE

70,00 zł (brutto)

Mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych. Ze względu na dobrą akceptację sensoryczną potwierdzaną przez użytkowników, personel i pacjentów, quartamon® med może być stosowany również tam, gdzie oprócz wysokich wymogów higienicznych niezbędne jest ograniczenie do minimum obciążenia wskutek zapachu. W celu zwiększenia właściwości myjących możliwość łączenia z preparatem myjącym s&m® Reinigungsadditiv. Do zastosowania manualnego z możliwością zastosowania również do automatycznych i półautomatycznych maszyn czyszczących. Quartamon® med nie zawiera aldehydów i pochodnych guanidyny. Działa bakteriobójczo (łącznie z MRSA), drożdżakobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, rotawirusa, wirusa polyoma SV40.

Właściwości:

- do manualnego i maszynowego stosowania
 - bez konieczności spłukiwania
- możliwość dozowania przy użyciu automatów dozujących
 - dobre właściwości myjące
 - bez zawartości aldehydów

Pojemność: 2000ml