



Taśma tapingowa 2,5cm x 5m PODO TAPE - ARKADA



27,00 zł (brutto)

ARKADA Taśma tapingowa 2,5cm x 5m PODO TAPE

Bawełniana taśma tapingowa Arkada's Podo Tape w cielistym kolorze, o szerokości 2,5 cm i całkowitej długości 5 m.

Wyprodukowana z wysokiej jakości bawełny, co zapewnia komfort użytkowania oraz minimalizuje ryzyko powstania odparzeń i alergii. Dzięki odpowiedniej szerokości taśmę ucinamy z długości, co znacznie upraszcza procedurę tapowania. Taśma ma kolor cielisty, dzięki czemu jest mało widoczna. **Skład:** 96% bawełna, 4% elastan, klej akrylowy.

Taping w podologii, czyli zastosowanie taśmy tapingowej Arkada's Podo Tape:

- redukcja subungual egsostosis poprzez taping części dystalnej palucha;
- zwiększenie dynamiki korekty płytki wkręconej poprzez taping wałów bocznych;
 - taping wałów bocznych przy aplikacji klamer;
 - taping wałów bocznych w przypadku infekcji bakteryjnej;
 - taping halluxów.

Jak zastosować taśmę tapingową Arkada's Pod Tape?

Oczyść powierzchnię skóry płynem do odtłuszczania skóry Aarkada Skin Cleaner. Zastosowanie preparatu Skin Cleaner zwiększy przyczepności taśm tapingowych. Odetnij kawałki taśmy Arkada's Podo Tape o odpowiedniej długości. Odklej papier spod taśmy i przyklej taśmę na skórę.