



PDRN BIO-STIM SERUM Aktywne serum z PDRN 50ml - CHARM MEDI

201,00 zł (brutto)

PDRN BIO-STIM SERUM Aktywne serum z PDRN 50ml - CHARM MEDI

Aktywne serum z PDRN polecane do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, szczególnie suchej, odwodnionej, z pierwszymi oznakami starzenia oraz wymagającej wsparcia w okresie regeneracji po zabiegach kosmetologicznych. Formuła z PDRN, peptydem miedziowym, kwasem hialuronowym, olejem z pestek winogron i gliceryna wspomaga nawilżenie, regenerację oraz poprawę elastyczności skóry, przywracając jej miękkość i zdrowy wygląd.

Przeznaczenie:

- polecane do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, szczególnie suchej
- do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, również suchej, odwodnionej, mieszanej i tłustej
 - szczególnie polecane do skóry wymagającej regeneracji
- rekomendowane do skóry dojrzałej oraz skóry z pierwszymi oznakami starzenia
- odpowiednie dla skóry wrażliwej, reaktywnej i skłonnej do podrażnień
- polecane w okresie regeneracji skóry, np. po peelingach chemicznych, terapii mikroigłowej i zabiegach laserowych

Składniki aktywne:

- PDRN

Wspiera pielęgnację skóry wymagającej regeneracji oraz poprawy komfortu po zabiegach kosmetologicznych. Uzupełnia formułę ukierunkowaną na nawilżenie, ukojenie i wsparcie kondycji skóry.

- Peptyd miedziowy

Wspiera pielęgnację regeneracyjną i pomaga poprawić kondycję skóry. Sprzyja zachowaniu jędrności, elastyczności i gładszego wyglądu naskórka.

- Kwas hialuronowy

Wspiera intensywne nawilżenie skóry i pomaga ograniczać uczucie suchości. Pozostawia skórę bardziej miękka, gładka i komfortowa.

- Olej z pestek winogron

Wspiera warstwę lipidową skóry i pomaga chronić ją przed przesuszeniem. Pozostawia skórę bardziej miękka, gładka i elastyczna.

- Gliceryna

Wiąże wodę w naskórku, pomagając utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia skóry. Dzięki niej skóra po zastosowaniu produktu może być bardziej miękka, elastyczna i mniej podatna na uczucie ściągnięcia.

Działanie produktu:

- wspomaga regenerację skóry i poprawę jej kondycji
- intensywnie nawilża i pomaga ograniczyć utratę wody z naskórka
 - łagodzi uczucie suchości, ściągnięcia i dyskomfortu
 - wspiera wygładzenie i poprawę elastyczności skóry
- wspiera profilaktykę przedwczesnego starzenia się skóry
 - poprawia miękkość, komfort i zdrowy wygląd skóry
- wspiera regenerację skóry w okresie po zabiegach kosmetycznych

Stosowanie:

Na przygotowaną skórę twarzy, szyi i dekoltu nałożyć kilka kropli serum. Preparat można stosować na dwa sposoby:

- wprowadzać manualnie, jako fazę aktywną po eksfoliacji kwasowej, peelingu kawitacyjnym, oczyszczaniu wodorowym, mikrodermabrazji lub na zakończenie zabiegu;
- wprowadzać w połączeniu z ULTRASONIC GEL przy użyciu sonoforezy.

W przypadku pielęgnacji domowej, serum należy stosować na oczyszczona i stonizowana skórę. Do stosowania na dzień i na noc.

Zalecenia:

- Produkt tylko do użytku zewnętrznego.
- Unikaj kontaktu z oczami.

- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek oznak podrażnienia, zaprzestań używania produktu.
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- Produkt przechowuj w temperaturze pokojowej, w zacienionym miejscu.